

ISTRUZIONI D'USO

CONTENUTO: Miscela di cere e resine adatte alla lavorazione in macchine con sistemi CAD/CAM. Il materiale è totalmente modellabile e non lascia residui.

LOTTO: Controllare sulla confezione.

CARATTERISTICHE TECNICHE : Diametro: 985 mm - Spessore: 20mm

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nella propria confezione, non tenere il prodotto esposto ai raggi diretti del sole, mantenere la confezione lontano da fonti di calore ed in ambiente asciutto.

USO PREVISTO: Materiale destinato alla tecnica di fresatura per particolari in odontotecnica. Solo per uso professionale. Non consentito l'uso nel cavo orale.

ISTRUZIONI SPECIFICHE DI UTILIZZAZIONE: Il prodotto Disco in cera per CAD/CAM può essere utilizzato con tutte le apparecchiature che utilizzano la tecnica di fresatura per asportazione. L'odontotecnico, al fine di utilizzare al meglio il materiale, deve sostenere un corso teorico/pratico presso la ditta produttrice di apparecchiature per fresatura in cui l'utilizzatore viene messo a conoscenza di tutte le tecniche di lavorazione attualmente note per un corretto utilizzo della tecnica di fresatura.

Nella lavorazione del materiale, utilizzare unicamente gli utensili di fresatura consigliati per questo sistema di fresatura.

La temperatura ambiente di lavoro non deve superare 35 °C.



Sede legale: Via M. Gonzaga, 7 20123 Milano
info@pamwax.com - www.pamwax.com



PER USO PROFESSIONALE

Proteggere dalla luce

