



* Cera da Modellazione Flange



- Per lavori facili, veloci e precisi
- Eccezionale stabilità fin dalla ceratura sommaria della protesi
- Il dente resta perfettamente pulito e non rischia di spostarsi durante il raffreddamento
- L'applicazione anche in grandi quantità non modifica il montaggio già eseguito



* Valli Occlusali (SUP. - INF.)



- Facilmente modificabili non appena scaldati, ma stabili e rigidi una volta raffreddati
- Di forma adeguata al posizionamento funzionale su placca stabilizzata, riprendendo lo spessore dei denti naturali



* Cera da montaggio



- Posizionamento del singolo dente con estrema facilità
- Grande capacità adesiva che permette all'elemento di essere spostato, ruotato, ecc., senza perdere il contatto con la placca stabilizzata
- Stabilito il risultato, si procede con il bloccaggio del dente con la cera per modellazione

* Cera da protesi mobile



- Cera in fogli universale adatta a tutte le esigenze del laboratorio odontotecnico e dello studio odontoiatrico
- Di alta qualità è flessibile e morbida, ma precisa e pulita